

KATANA™ Zirconia


새롭고 뛰어난 심미보철을 완성하는 노리타케 카타나 지르코니아

UTML Ultra Translucent Multi Layered


STML Super Translucent Multi Layered

ML Multi Layered **HT** High Translucent


투과율 (%)




투명도 (%)



굴곡강도 (MPa)



적용 가능한 케이스 (추천 적용 예)




UTML						
STML						
ML						
HT						


포세레인 빌드업 케이스 프레임워크용으로 사용을 권장합니다

시리즈별 세이드

UTML



STML



ML



HT



* 본 브로슈어에 인쇄된 컬러는 실제 색상과 약간의 차이가 있을 수 있습니다

디스크 두께 선택



예를 들자면 11mm의 전치부를 제작하려면 18mm 디스크를 사용합니다. (신터링 후 14.4mm 로 바뀌므로) 에나멜 층과 덴틴 층을 포함해서 7mm의 구치부 크라운을 14mm 디스크 (신터링 후 11.2mm) 을 사용하며 에나멜 층과 덴틴 층 사이에 놓이도록 합니다.

지르코니아 최소 두께

