

Renfert

making work easy



NEW

헬팩스(help:ex)

덴처 세척기 심프로 전용 세척용액

CE



NEW 덴처 세척기 심프로 전용 세척용액

헬팩스(help:ex)

대부분의 일상적인 치과재료에 호환이 입증된 성분으로 안전하게 세척할 수 있습니다.

장점

- 보통의 치과 재료로 제작한 보철장치, 교정장치, 스프린트 같은 데 붙어 있는 단단한 이물질을 쉽고 효과적으로 제거합니다.
- 쓰기 쉬운 세정액이 개개인의 얼룩에도 작용하여 효과적으로 제거합니다.
- 생태친화적인 세척파우더는 1회용 포장으로 되어 있고 중화제와 같이 사용합니다.

헬팩스 플라그 f (help:ex plaque f)

심프로 덴처 세척 장비 사용시 바로 넣어서 사용할 수 있는 산성 용액입니다. 치석과 플라그를 빠르고 확실하게 제거합니다.

헬팩스 플라그 p (help:ex plaque p)

일회용으로 개별 포장된 파우더를 심프로 덴처 세척기 사용시 물과 함께 섞습니다. 플라그와 치석 제거에 유용합니다. 중화제는 심프로를 다 사용하고 난 다음 중화제 파우더를 섞습니다.

헬팩스 디스컬러 f (help:ex discolor f)

담배나 커피 차로 인한 얼룩들을 효과적으로 제거하는 알칼리성 특별 제거액입니다.



장비와 알맞은 세척액으로 이루어진 시스템 솔루션



헬팩스 플라그P는 중화제를 이용해서 쉽게 폐기

개관	헬팩스 플라그 p	헬팩스 플라그 f	헬팩스 디스컬러 f
플라그/ 치석	■	■	
커피, 차, 타르			■
약한 오염	■		
심한 오염		■	■
중화 기능	■		
형태	가루	용액	용액

주문 정보

헬팩스 플라그 p	세척 파우더 20g × 20, 중화제 4.5g × 20	No. 67000000
헬팩스 플라그 f	4 × 1 L (4 × 34 fl.oz.)	No. 67000100
헬팩스 디스컬러 f	1 L (0.26 gal)	No. 67000200