

*Noritake*

# *Super Porcelain* **EX-3**


---

금속도재 시스템용 치과도재 컬러가이드



## Paste Opaque

6g




## Paste Opaque Modifier

3g




## Universal Paste Opaque

6g




## Universal Paste Opaque Modifier

3g




## Margin

10g




## Opacious Body

50g / \*10g



## Cervical

50g



## ■ Noritake Super Alloy EX-3




- 니켈 크롬계 덴탈 알로이
- 작업성이 뛰어난 논 베릴륨 포세레인 메탈
- 주조 시 메탈이 퍼지지 않아 멜팅 포인트를 잡기 쉬움
- 최소한의 산화막 형성
- 1kg / 1bottle

Color	Silver
Melting range	1180 - 1245°C
CTE (25-500°C)	13.4 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Yield strength	507MPa
Tensile strength	699MPa
Vickers Hardness	335Hv
Density	8.0g/cm <sup>3</sup>

## Body


50g / \*10g



N세이드는 크로마를 강화시킨 채도가 높은 세이드입니다.  
 빌드업 공간이 충분하지 않은 경우에 활용하기 좋습니다.

## Enamel

50g / \*10g



## Speed Enamel

50g



Speed Enamel은 2단 축성 빌드업을 위해 개발되었습니다.


## Translucent

50g




## Luster

50g / \*10g



## Clear Cervical

10g



## Mamelon

10g




## Tissue

10g



## Modifier

10g



## Add-on

50g



## Internal Stain

3g



## External Stain

3g / \*10g



## Addmate

10g



*Super Porcelain*  
**EX-3**